

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Ce produit doit être installé et adapté par un professionnel de santé (pharmacien, orthopédiste, kinésithérapeute...).

Consulter immédiatement un médecin en cas de douleurs, de gonflements, de modifications des sensations ou de réactions inhabituelles.

Ne pas porter le produit à même la peau.

Protéger toute partie du corps où un antalgique a pu être appliqué avant la mise en place du produit.

Il est fortement déconseillé de réutiliser ce produit pour un autre patient.

ENTRETIEN

- Nettoyage à la main et au savon (max. 30°C),
- Rincer soigneusement,
- Laisser sécher à l'air libre,
- Ne pas mettre au sèche-linge,
- Ne pas javelliser,
- Ne pas utiliser de détergent.



Conserver le produit à température ambiante.



ORLIMAN®



Dispositif médical de classe I

Distributeur : SM Europe - 420574626 RCS Rennes

Pour toutes informations complémentaires, contacter :

SM Europe, ZA de la Herbetais, 35520 La Mézière - France.

NOT_Lombofit_160705_OrVo



ORLIMAN S. L. U.

C/ Ausias March, 3 - Pol. Ind. La Pobla-L'Elïana

Apdo. de correos 49 · C.P.: 46185 - La Pobla de Vallbona

Valencia - España (Spain)

LB-I-SME/LB35 : 07/2016



LOMBOFIT®

> CEINTURE DE SOUTIEN LOMBAIRE



ORLIMAN®

CONTENU/DESCRIPTION

Une ceinture de soutien lombaire Lombofit® :

- Double bande de rappel postural en tricot élastique.

Une notice du produit, à lire attentivement.

INDICATIONS

Lombalgie, Lumbago, Sciatalgie.

COMPOSITION

Matériau principal : 78% polyamide + 9,5% élasthanne + 6,5% coton + 6% polyester.

Baleines dorsales : Aluminium.

Baleines ventrales : Polycarbonate.

TAILLANT HAUTEUR 26 CM

TAILLE	TOUR DE TAILLE (CM)
1	75 - 95
2	95 - 120
3	120 - 145

TAILLANT HAUTEUR 21 CM

TAILLE	TOUR DE TAILLE (CM)
1	75 - 95
2	95 - 120
3	120 - 145

MISE EN PLACE

Préparer la ceinture :

- Modeler les baleines métalliques afin de les adapter à la courbure du dos.
- Désracher les bandes de rappel postural et étirer la ceinture.

A (figure 1)

- Repérer l'étiquette tissu de la ceinture pour positionner la ceinture dans le bon sens.
- Centrer la ceinture par rapport à votre colonne vertébrale en positionnant deux baleines postérieures de part et d'autre de votre colonne. Le bas de la ceinture doit se positionner sur la base du coccyx.

B (figure 2)

- Étirer puis plaquer la ceinture sur votre ventre en la maintenant avec votre main gauche afin de positionner le premier réglage auto-agrippant.

C (figure 3)

- Refermer les bandes de rappel postural en utilisant les passe-doigts.

Note : les sangles de rappel postural latérales peuvent être ajustées en les resserrant lors d'efforts intenses puis être relâchées durant les tâches ou périodes où le dos est moins sollicité.




Figure 1




Figure 2




Figure 3




Figure 4



PLUS D'INFOS SUR
NOS PRODUITS :
www.smeurope.fr